


## Needles Puncture System

aanprikken van lebmaag tijdens laparoscopische herpositionering van de lebmaag.



Bevat meerdere markering waardoor je kunt zien hoever de cannula nog in de lebmaag zit. Verkleint risico dat de cannula uit de lebmaag gaat. Hierdoor efficiënter opereren.

Toggle placing trocar:  
Met een kom die je over de kop van de Toggle plaats, waardoor je makkelijk de Toggle in de Cannula kunt aanbrenen.



Stevige naald met een diameter van 4 mm, hierdoor minder snel verbuigen.

**Met deze Needles Puncture System is het aanprikken van de Lebmaag nog makkelijker, eenvoudiger en hierdoor minder kans op complicaties.**

**de lengte van 50 cm zorg met name bij grote koeien dat u meer bewegingsruimte heeft.**

**De naald is zeer stevig, hierdoor minder kans op verbuigen. De naald kun je weer eenvoudig scherp laten maken, mocht dit nodig zijn op termijn.**



*High-quality metal products by man, machine & commitment!*